

PHARMA
PRIVAT

Das besondere Angebot

Gültig bis 30. September 2011

in Zusammenarbeit mit

B | BRAUN

Mit schriftlicher Bestellung oder per DAFÜ bis 30. September 2011 bei Ihrem PHARMA PRIVAT-Großhandelspartner! Die Auslieferung erfolgt nach Eingang Ihrer Bestellung!



Ihre Bestellung

INTRAFIX AIR P 150 cm Luer-Lock

PZN 7666297 AEP € 0,99 ab 1 € **0,60** ab 100 € **0,58** _____ St.

Faxantwort an:

  **Ebert+Jacobi**

Näher dran. Weiter vorn.

Heidenheim 0 73 21/96 96 96
Würzburg 09 31/27 92-1 91

  **Ebert+Jacobi Finze**

Näher dran. Weiter vorn.

Pfreimd 0 96 06 / 12 98

  **Ebert+Jacobi Holdermann**

Näher dran. Weiter vorn.

Baden-Baden 0 72 21/50 01-1 17
Ludwigshafen 06 21/57 00-4 27

  **Fiebig**

Näher dran. Weiter vorn.

Rheinstetten 07 21/88 04-1 00

  **Otto Geilenkirchen**

Näher dran. Weiter vorn.

Aachen 02 41/51 92-2 79
M.-Gladbach 0 21 61/3 05 41 71

  **Max Jenne**

Näher dran. Weiter vorn.

Lübeck 04 51/53 07 24 20
Lüneburg 0 41 31/87 00 24 30
Neumünster 0 43 21/3 07 24 10

  **Kehr**

Näher dran. Weiter vorn.

Braunschweig 05 31/59 02-1 58

  **Kehr Holdermann**

Näher dran. Weiter vorn.

Dessau 03 40/64 02-0 32

  **Krieger**

Näher dran. Weiter vorn.

Koblentz 02 61/40 48-2 14

  **spangropharm**

Näher dran. Weiter vorn.

Spangenberg 0 56 63/5 02 12

Bestell- und Lieferbedingungen

Preisänderungen, Sortimentsänderungen und Irrtum vorbehalten. Rücknahme von Waren aus dem Aktionsangebot ist ausgeschlossen. Lieferung nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich netto-netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Kundennummer

Ort / Datum

Apothekenstempel / Unterschrift



Steigen Sie jetzt um auf Intrafix® Air P als Nachfolger zum Intrafix® Air G

Wichtig: Die Umstellung PZN 2132898 auf PZN 7666297 erfolgt zum 01. Juli 2011

Hauptvorteile für den Anwender:

Neu

Intrafix® Air P ist

- latexfrei
- druckbeständig



Empfehlen Sie Ihren Kunden alternativ unser innovativstes Infusionsgerät Intrafix® SafeSet mit den überzeugenden Vorteilen **Prime Stop** und

Prime Stop: Die Schutzkappe mit integrierter flüssigkeitsabweisender Membran verhindert den Austritt von Infusionslösung beim Vorbereiten der Infusion.



Air Stop!

Air Stop: Die Filtermembran verhindert den Eintritt von Luft in die Infusionsleitung.



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Melsungen AG | OPM | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel (0 56 61) 71-62 61 | www.sicherheitsprodukte.bbraun.de